

Observaciones de seguridad:

- No sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- No se duerma durante el uso.
- Las personas que requieran cuidados médicos y personas disminuidas deberán utilizar la estera de masaje bajo vigilancia.
- Mantenga la estera de masaje fuera del alcance de los niños.
- No toque la estera de masaje si se ha caído en agua u otro líquido. En este caso desenchufe de inmediato.
- Desenchufe por regla general siempre que no vaya a utilizar la estera.
- No utilice la estera de masaje si no funciona correctamente. En este caso póngase en contacto con el servicio técnico de asistencia al cliente.
- No utilice nunca la estera debajo de una manta, pues se puede producir sobrecalentamiento en la estera de masaje.
- Mantenga la estera y el cable fuera del alcance de objetos calientes.

Limpieza:

Después de desconectar la estera de masaje, desenchufe y espere a que la estera se haya enfriado. Limpie con un paño húmedo o esponja. No utilice cepillos. Evite que penetre humedad en la estera. Utilice sólo productos suaves de limpieza. No utilice gasolina, limpiaventanas, limpiacristales, abrillantadores ni disolventes de pinturas. Para secarla frote la estera con un paño seco.

Almacenaje:

Recoja la estera plegando el borde superior e inferior de la misma para dentro y hacia el centro de la estera y doblándola luego en el centro. Vuelva poner la estera en el cartón o guárdela en un lugar seguro, seco y fresco. Preste atención a que la superficie de la estera no se pueda dañar por objetos puntiagudos. No cuelgue la estera por el cable del mando a distancia.

Por conciencia ecológica le rogamos entregue el material de embalaje usados en los correspondientes lugares de recogida.

Nota sobre la protección medioambiental



Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas recargables, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunales o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

Garantía:

El aparato tiene una garantía de 36 meses desde la fecha de compra en cuanto a errores de fabricación de materiales y de calidad. Esta garantía sólo será válida si se siguen las indicaciones de las instrucciones de uso. En caso de producirse daños por uso de violencia, mal uso o uso inadecuado, o por haber utilizado servicios de personas no autorizadas, la garantía perderá su vigencia.

Dirección para la garantía y el servicio posventa:

sgl, Am Hohlen Weg 37, 34369 Hofgeismar

© by sgl, Am Hohlen Weg 37, D-34369 Hofgeismar

e-mail: service@sgl-group.eu

9662_GAe1009



Colchoneta de masaje con 5 motores y emisión de calor



Instrucciones de servicio

Artículo Nº 9662

¡Léalas detenidamente antes de la primera utilización

Nota preliminar

Esperamos que disfrute con su colchoneta de masaje. Esta colchoneta ha sido desarrollada para reducir las contracturas musculares. La colchoneta de masaje tiene 5 motores de masaje ajustables en dos niveles. La intensidad de masaje deseada puede ser ajustada con el telemando.

Su programa de masaje individual para la casa:

A cualquier hora, en todas partes y sencillamente confortable.

Existen muchas formas de relajarse, una de las más agradables consiste seguramente en un masaje de cuerpo entero.

Permítase alguna vez una pequeña pausa

¡.....relájese entremedias con un masaje agradable!

Introducción

Desde hace muchos años se vienen desarrollando nuevas tecnologías para diversos sistemas de masaje. Estos están destinados a proporcionar relajación después de la estresante jornada laboral. No obstante tenga en cuenta:

"Esta colchoneta no está concebida para la aplicación médica profesional."

Contenido y datos técnicos

1 colchoneta de masaje Dimensiones ca. 168 x 49 x 4 cm con conmutador,

Color: negro

1 adaptador a la red de 230 Volt~, 50 Hz, salida 12V - 800 mA



Equipamiento de la estera de masaje con perlas de microesponja que alivian la presión

5 motores y calor

La colchoneta de masaje tiene 5 motores integrados que proporcionan en 5 diferentes regiones del cuerpo un masaje agradable por vibraciones.

Los 5 motores están colocados en el centro de la zona de la nuca/de los hombros, por la zona de la espalda y la zona lumbar, así como por la zona de los muslos y de las pantorrillas. Los motores por la zona de la nuca/de los hombros y de la espalda, así como por la zona de los muslos y de las pantorrillas se ponen en marcha juntos. El motor que se encuentra por la zona lumbar se pone en marcha separadamente. La intensidad es ajustable en dos niveles. El calor en la espalda se puede añadir o apagar pulsando la tecla "HEAT".

Para un manejo correcto del telemando, lea por favor antes de usar el aparato las indicaciones en las instrucciones para el manejo.

ATENCIÓN:

No utilice la estera de masaje

- con marcapasos
- si está embarazada
- si ha sufrido una trombosis
- si tienen dolores de causa desconocida

Consulte al médico.

- No utilice la estera de masaje por más de 20 minutos.
- Una duración prolongada del masaje puede conllevar un sobrecalentamiento de la estera.

Si esto ocurriera, detenga el masaje y espere a que la estera se enfríe.

Instrucciones de empleo

Calor (HEAT)

Un calor relajante y profundo en la espalda se activa con la tecla "HEAT". Para desconectar el calor, vuelva a accionar la tecla.

Interruptor de intensidad de masaje en las diferentes zonas

Masaje directo de zonas específicas:

Zona de la nuca/de los hombros y de la espalda (BACK)

Zona lumbar (LUMBAR)

Zona de los muslos/de las pantorrillas (THIGHS)

Se puede regular cada zona de manera separada o combinarla con cualquier otra a voluntad.

Para elegir una zona de masaje, Ud. debe llevar el interruptor correspondiente de la posición "OFF" hacia la posición LOW / HI.

Intensidad baja/alta (LOW / HI)

Cada zona dispone de dos niveles de intensidad.

LOW = Masaje de baja intensidad

HI = Masaje de fuerte intensidad

Para ajustar la intensidad deseada, lleve el interruptor correspondiente a la posición LOW o HI.

¡ATENCIÓN!

Si se seleccionan al mismo tiempo las funciones calor y masaje, hay una mínima disminución de la intensidad del masaje. Es normal y no representa ningún defecto del sillón.

Antes de poner en funcionamiento:

- Coloque la estera de masaje sobre una base estable (cama, suelo, sofá, butaca, sillón etc.). El efecto de masaje más eficaz se logra en posición acostada, porque el masaje en esta posición es más intenso ante todo en la zona de las pantorrillas.
- Conecte la clavija de enchufe del adaptador a la red con la clavija de enchufe de la estera de masaje.
- Conecte la clavija de enchufe del adaptador de 230 voltios a la red.

Observación importante:

Fíjese que los tres interruptores deslizantes se encuentren en la posición "OFF" (APAGADO), antes de conectar el enchufe (230 V) a la red.

- ¡Desenchufe después del uso! -

